

Maintenance et étalonnage des équipements biomédicaux

La maintenance préventive (hors calibration) est prévue **une fois par semestre (janvier et juillet)** et est assurée par **INSA Biomedical Consulting et OMT**

CLINIQUE

Emplacement	Désignation	Numéro de série	Référence	A calibrer ? (Fréquence)	Actions de maintenance à réaliser
Bloc opératoire	Respirateur	ASED-0226	C-MD-DIV-011	Oui (3 mois)	Test des cellules d'oxygène Calibration des capteurs de débit Vérification de la ventilation
	Aspirateur chirurgical	3026	C-MD-DIV-010	Non	Nettoyage Vérification et Changement des filtres
	Défibrillateur	Minidef II	C-MD-DIV-005	Non	Test de fonctionnalité Vérification de la batterie de secours
	Scialytique mobile	CM W520	C-MD-DIV-006	Non	Dépoussiérage Vérification des contacts Prévision du remplacement des ampoules
	Moniteur de surveillance	333108-M13506110001	C-MD-MES-003	Non	Vérification de la PNI Vérification de la SPO2 Vérification de la ECG
	Table opératoire	120108	C-MD-DIV-007	Non	Vérification mécanique
Salle de naissance	Pèse Bébé	EBSA-201	C-MD-MES-004	Oui (3 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Babytherm	8004	C-MD-DIV-015	Non	Vérification du chauffage et de la fonctionnalité
	Aspirateur de mucosité	66539	C-MD-DIV-016	Non	Nettoyage Vérification et Changement des filtres

Pédiatrie	Pèse Bébé électronique		C-MD-MES-006	Oui (3 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Pèse personne	EKS	C-MD-MES-014	Oui (6 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Table de consultation		C-MD-DIV-037	Non	Vérification mécanique
Salle de travail	Table d'accouchement	VM	C-MD-DIV-002	Non	Vérification mécanique
	Cardiotocographe	EDAN F2	C-MD-MES-002	Non	Vérification des sondes US et toco
	Pèse personne		C-MD-MES-016	Oui (6 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Tensiomètre OMRON	HEM-7131-Z	C-MD-MES-015	Oui (6 mois)	Vérification de la fonctionnalité du capteur de pression Calibration selon l'âge du patient type Vérification de la pompe
	Moniteur Goldway	CTG7	C-MD-MES-001	Non	Vérification de la PNI Vérification de la SPO2 Vérification de la ECG
Nursérie	Stérilisateur de lait	MAPA	C-MD-DIV-071 & 072	Non	Nettoyage Désinfection Vérification de la fonctionnalité
	Pousse seringue	06E008-17	C-MD-DIV-069	Non	Vérification de la fonctionnalité
	Pèse Bébé	EBSA-202	C-MD-MES-008	Oui	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Nébuliseur	PCB20919	C-MD-DIV-078	Non	Nettoyage Désinfection Vérification de la fonctionnalité

Gynécologie	Table de consultation		C-MD-DIV-027	Non	
	Pèse personne	J1004124407	C-MD-MES-013	Oui (6 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Tensiomètre	15578 01912	C-MD-MES-011	Oui (6 mois)	Vérification de la fonctionnalité du capteur de pression Calibration selon l'âge du patient type Vérification de la pompe
	Echographe		C-MD-MES-005	Non	Vérification des sondes Vérification des paramètres de mesure
Généraliste	Table de consultation		C-MD-DIV-038	Non	Vérification mécanique
	Pousse seringue	06E008-17	C-MD-DIV-070	Non	Vérification de la fonctionnalité
	Pèse personne	camry	C-MD-MES-012	Oui (6 mois)	
	Poupinel		C-MD-DIV-053	Non	Nettoyage Désinfection Vérification de la fonctionnalité
Salle de garde	Pèse-bébé mécanique		C-MD-MES-009	Oui	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique

PLATEAU

Emplacement	Désignation	Numéro de série	Référence	A calibrer ? (Fréquence)	Actions de maintenance à réaliser
Salle de Consultation N°1 1er Etage	Table de Consultation		P-MD-DIV-000	Non	Vérification mécanique
	Echographe		P-MD-MES-001	Non	Vérification des sondes Vérification des paramètres de mesure
	Pèse Personne		P-MD-MES-002	Oui (3 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
Salle de Consultation N°1 RDC	Table de Consultation		P-MD-DIV-007	Non	Vérification mécanique
Salle de Consultation N°2 1er Etage	Table de Consultation		P-MD-DIV-004	Non	Vérification mécanique
Salle de Consultation N°2 RDC	Table de Consultation		P-MD-DIV-008	Non	Vérification mécanique
Salle de Soins RDC	Table de Consultation		P-MD-DIV-012	Non	Vérification mécanique
	Nébuliseur		P-MD-DIV-005	Non	Nettoyage Désinfection Vérification de la fonctionnalité
Salle des Constantes RDC	Pèse Bébé		P-MD-MES-003	Oui (6 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique
	Pèse Personne		P-MD-MES-004	Oui (6 mois)	Réaxage de l'aiguille Tarage si électronique